

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU



QUY TRÌNH
THỰC HIỆN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH,
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Mã tài liệu : QT.04
Lần ban hành : 01
Ngày ban hành : Tháng 06 /2025

Phần phê duyệt tài liệu:

Soạn thảo	Kiểm soát	Kiểm duyệt
Khoa XN - CDHA	Phòng KH-TH	Giám đốc
		
Lê Ngọc Hồ	Trần Kim Thanh	Huỳnh Trung Lâm

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất quy trình thực hiện chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng ngoại trú, giúp cho việc chẩn đoán và xử trí nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và các khoa Lâm sàng của Bệnh viện Mắt - Da liễu.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
2. Thông tư 18/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 1/10/2024
3. Quy chế cấp cứu, HSTC và Chống độc ban hành kèm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, số 01/2008/QĐ-BYT, ngày 21/01/2008;

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

* **Giải thích thuật ngữ:** Không.


* **Từ viết tắt:**

- BVMDL: Bệnh viện Mắt Da liễu
- PK: Phòng khám
- NVYT: Nhân viên Y tế
- BN: Bệnh nhân
- BS: Bác sĩ
- DD: Điều dưỡng
- KTV: Kỹ thuật viên
- HSBA: Hồ sơ bệnh án
- CDHA: Chẩn đoán hình ảnh
- TDCN: Thăm dò chức năng
- XN: Xét nghiệm
- DHST: Dấu hiệu sinh tồn

* **Nhân viên y tế gồm:** Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT

1 QUẢ ĐIỆN TIM



VI. DIỄN GIẢI QUY TRÌNH

STT	Tên bước	Đối tượng	Mô tả chi tiết	Biểu mẫu
1	Tiếp nhận BN	Điều dưỡng khoa XN-CĐHA	<p>Tiếp nhận</p> <ul style="list-style-type: none"> + BN Nội trú, ngoại trú, điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tại phòng điện tim (17). + Điều dưỡng tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đối chiếu thông tin bệnh nhân với phiếu chỉ định điện tim. Cho bệnh nhân vào phòng để tiếp hành thực hiện kỹ thuật. 	Phiếu chỉ định CĐHA
2	Hướng dẫn NB	Điều dưỡng khoa XN-CĐHA	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa, cởi áo, thư giãn, tay chân duỗi thẳng, nhắm mắt lại. - Giải thích cho bệnh nhân hiểu quy trình để tạo sự thoải mái và hợp tác. - Yêu cầu tháo vật dụng kim loại gây nhiễu ra khỏi cơ thể bệnh nhân (điện thoại, đồng hồ,..) 	Phiếu chỉ định CĐHA

STT	Tên bước	Đối tượng	Mô tả chi tiết	Biểu mẫu
3	Thực hiện đo điện tim	Điều dưỡng khoa XN-CDHA	<ul style="list-style-type: none"> - Gắn các điện cực đúng vị trí. - Bật máy, quan sát tín hiệu 12 chuyển đạo trên màn hình. Đảm bảo dạng sóng rõ ràng, không nhiễu. - Bấm nút in, ghi thông tin bệnh nhân lại để tránh nhầm lẫn. 	Giấy in điện tim chuyên dụng
4	Bác sĩ đọc và lưu kết quả	Bác sĩ khoa XN- CDHA	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành đọc và nhập kết quả vào phần "EMR-điện tim" trong phần mềm HIS. Tiếp tục bấm "Lưu thông tin". 	Phiếu trả kết quả CDHA
5	Ký duyệt kết quả	Bác sĩ khoa XN- CDHA	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi lưu kết quả, tiếp tục nhấn vào Ký số: Ký XML SmartCA để ký số trên phần mềm. 	Phiếu trả kết quả CDHA
6	In trả kết quả cho các khoa lâm sàng	Bác sĩ khoa XN- CDHA	<ul style="list-style-type: none"> - Bấm in kết quả ký số. - Kiểm tra bản in đầy đủ các kết quả. - Trả kết quả về khoa chỉ định ban đầu 	Phiếu trả kết quả CDHA
7	In trả kết quả cho bệnh nhân	Bác sĩ khoa XN- CDHA	<ul style="list-style-type: none"> - Bấm in kết quả ký số. - Kiểm tra bản in đầy đủ các kết quả. - Trả kết quả cho bệnh nhân. - Hướng dẫn bệnh nhân quay trở về phòng khám đưa chỉ định. 	Phiếu trả kết quả CDHA